

 <b>A.S.L. VC</b> Azienda Sanitaria Locale di Vercelli	<b>DOCUMENTO</b>	Raccolta urine 24 ore (LAB.DO.0691.04).doc  pag1/1
--	------------------	---

## MODALITÀ DI RACCOLTA URINE 24 ORE

### Determinazione di:

17 OH – Chetosteroidi, Cortisolo, Microalbuminuria, Elettroforesi urinaria, Bence-Jones urinaria, Aldosterone urinario, Proteinuria quantitativa, Elettroliti Urinari (sodio, potassio, cloro), Glicosuria, Idrossiprolina urinaria, Dopamina urinaria, Microglobuline urinarie, Azoturia, Clearance creatinina, Coproporfirine, Uroporfirine, Protoporfirine, Porfobilinogeno

### Materiale per la raccolta:

1. Contenitore a bocca larga graduato con tappo a vite per raccolta delle urine 24 ore recuperabile in farmacia. **NB Non sono considerati idonei altri contenitori (es. bottiglie plastica, etc.)**
2. Provetta da 10 ml per il recupero dell'aliquota (**in distribuzione presso la piastra polifunzionale dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 10.30**).

### Modalità di Raccolta:

- Al tempo iniziale (es. ore 7 del mattino precedente la consegna delle urine) vuotare la vescica e scartare le urine.
- Durante le 24 ore successive raccogliere tutte le urine e annotare il tempo di inizio della raccolta.
- Conservare le urine in un luogo fresco o in frigorifero.
- Le urine vanno mantenute al buio se sono richieste le seguenti determinazioni:  
Uroporfirine, Coproporfirine, Protoporfirine, Porfobilinogeno (per garantire il riparo dalla luce utilizzare un sacchetto nero di plastica o avvolgere il contenitore con carta d'alluminio)
- Allo scadere delle 24 ore, vuotare la vescica e aggiungere anche queste urine al contenitore.
- Al termine della raccolta annotare la diuresi e trasferire un'aliquota di urina in una provetta da 10 ml. Consegnare la provetta il prima possibile alla piastra polifunzionale dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.15 premendo il tasto E del distributore biglietti (se consegnare solo urine), oppure tasti A-B-C (se fare anche prelievi ematici)

### **N.B. RACCOLTA DOPPIA: URINE ACIDIFICATE + URINE NON ACIDIFICATE**

Nel caso si verifichi la necessità di raccogliere le urine delle 24 ore in due contenitori (uno acidificato e l'altro non acidificato, per test diversi) l'urina emessa ad ogni minzione deve essere raccolta in un terzo contenitore pulito e versata, più o meno in parti uguali, metà nel contenitore con acido e metà nel contenitore senza acido.

Stesura: Daffara Silvio Laboratorio Analisi- Maggio 2019	Verifica: Milano Fulvia Laboratorio Analisi- Maggio 2019	Autorizzazione: Milano Fulvia Laboratorio Analisi- Maggio 2019	Emissione: Daffara Silvio Laboratorio Analisi- Maggio 2019
<small>QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE.</small>			