

CARATTERISTICHE TECNICHE MATERASSINO VISCOELASTICO

- Nome del dispositivo: Materassino Multifunzionale di Posizionamento Chirurgico**
- Classe in conformità alle direttive europee 93/42/CEE-2007/47CEE:I**
- Senza lattice**
- Non sterile**
- Superficie di contatto con il paziente preformata e modellata per ridurre la pressione massimalizzando il supporto**
- Realizzato in schiuma a lenta memoria con proprietà antifiamma**
- Superficie a contatto con il letto operatorio liscia antiscivolo**
- Disponibile nella misura 90X50XH.3**
- Compatibilità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici**
- Il dispositivo per il posizionamento è realizzato per allineare e supportare in modo sicuro il paziente durante le procedure mediche. Esso distribuisce uniformemente il peso del corpo per ridurre la pressione e il rischio di danni ai tessuti.**
- Portata da/a Kg. 150/250**
- Lo strato è ad alta portanza**
- monouso, gettare dopo l'utilizzo**

- **Diametro ruote piroettanti con blocco totale e direzionale - Ø200 mm**
- **Movimento schienale - 85°**